

# InBody270



맨발로 발판의 전극 모양에 맞춰 올라 서십시오.



장비에 올라서면 **체중 측정**이 시작됩니다.  
체중 측정시 손전극을 잡지 마시고 움직이지 마십시오.



신장,연령을 숫자버튼을 눌러 입력하고,  
성별을 선택하십시오.


\* 회번호를 입력하면, 다음 측정시 신체변화를 확인하실 수 있습니다.




그림과 같이 **손전극**을 잡습니다.



겨드랑이와 몸통이 닿지 않도록  
약 15도 정도로 팔을 벌리십시오.



측정시 약 15초 정도가 소요됩니다.  
측정하는 동안 말씀하지 마시고  
동일한 자세를 유지하십시오.



검사가 완료되었다는 음성 메시지가  
나타나면 내려오셔도 됩니다.



## 측정시 주의 사항

측정시 피검자의 자세와 주위환경은 체성분 측정 결과에 영향을 미치므로, 다음에서 제시하는 내용을 주의해 주시기 바랍니다.

- 복장은 가능한 가볍게 / 식사 전 공복 상태로 / 운동하기 전에 / 사우나 또는 목욕 전에 / 화장실에 다녀온 후에, 약 5분간 서 계셨다가 측정하십시오.
- 심박조율기(Pacemaker)와 같은 전자의료기기를 신체 내부에 착용하고 계신 분은 절대로 본 장비를 측정하지 마십시오.

# 인바디검사방법