

# InBody620



**맨발**로 발판의 전극 모양에 맞춰 올라 서십시오.  
장비에 올라서면 **체중 측정**이 시작됩니다.  
체중 측정시 손전극을 잡지 마시고 움직이지 마십시오.

1 2 3  
본인의 신상정보를 입력하세요.

회원번호/휴대전화번호 입력 ◀ 인바디 회원 등록 및 로그인

신장(cm)	연령(만 나이)	성별
179.5	33	남성 여성

확인




검사자의 **신상정보**를 입력합니다.

그림과 같이 **손전극**을 잡습니다.



**겨드랑이와 몸통이 닿지 않도록**  
약 15도 정도로 팔을 벌리십시오.



측정시 **약 30초 정도**가 소요됩니다.  
측정하는 동안 말씀하지 마시고  
**동일한 자세**를 유지하십시오.



검사가 완료되면,  
**결과화면**이 보여집니다.



## 측정시 주의 사항

측정시 피검자의 자세와 주위환경은 체성분 측정 결과에 영향을 미치므로, 다음에서 제시하는 내용을 주의해 주시기 바랍니다.

- 복장은 가능한 가볍게 / 식사 전 공복 상태로 / 운동하기 전에 / 사우나 또는 목욕 전에 / 화장실에 다녀온 후에, 약 5분간 서 계셨다가 측정하십시오.
- 심박조율기(Pacemaker)와 같은 전자의료기기를 신체 내부에 착용하고 계신 분은 절대로 본 장비를 측정하지 마십시오.

# 인바디검사방법